

물리치료 기록 프로그램 처음 쓰는 분을 위한 안내

접수부터 EMR 입력까지 하루 순서대로 따라 하면 됩니다. 화면 사진은 실제 프로그램이며, 환자 이름은 예시입니다.

목차

- 00 하루 흐름 한눈에
- 01 화면 구성
- 02 접수명단 넣기
- 03 치료 시작
- 04 치료 중 배치도 보기
- 05 추가 처방·연장·이동·찜
- 06 종료와 기록 작성
- 07 EMR에 붙여넣기
- 08 치료 대장
- 09 환자 기록
- 10 설정
- 11 색 구분표
- 12 자주 묻는 질문

00 하루 흐름 한눈에

프로그램이 시간 기록·기록문 작성·알람을 대신합니다. 사람이 하는 일은 아래 다섯 가지뿐입니다.

- 1

접수명단 붙여넣기

EMR 접수 화면을 복사해 붙여넣기
- 2

치료 시작

대기 환자 → 빈 베드 → 빠른 선택 → 시작
- 3

알람 따라 종료

시간이 되면 소리와 음성으로 알려줌
- 4

작성 완료

종료하면 뜨는 기록 창에서 한 번 누르기
- 5

EMR 붙여넣기

기록문이 자동 복사됨 → 붙여넣고 EMR ✓

기억할 것 치료 강도(ICT·레이저 등)와 치료 전후 문구는 기본값으로 고정돼 자동으로 들어갑니다. 따로 고를 필요가 없습니다.

01 화면 구성

위쪽 메뉴 다섯 개로 이동합니다. 대부분의 일은 첫 번째 **치료실 현황**에서 끝납니다.

연세오케이정형외과의원

YONSEI OK ORTHOPEDIC CLINIC

물리치료 기록

오전 07:55:00

치료실 현황

치료 대장

환자 기록

산정·강도 기준

설정

● 메인 PC와 동기화됨

물리치료실 3/12 사용

운동·특수치료실 1/4 사용

1

+

치료 시작

2

김영희

ICT Cryo

13:59

종료

3

+

치료 시작

4

박민수

자보

IR ICT

LLLT

13:59

종료

5

+

치료 시작

6

윤서연

IR ICT

Simple ex.

13:59

종료

7

+

치료 시작

8

+

치료 시작

9

준비 중

정대호

07:54부터

시작

해제

10

+

치료 시작

물리치료실

스테이션

출입구

12

+

치료 시작

11

+

치료 시작

휴게실

운동·특수치료실

단순운동·도수·충격파

특1

강지훈

비급여

Manual therapy

Simple ex.

28:59

종료

특2

+

치료 시작

특3

+

치료 시작

특4

+

치료 시작

대기 환자 1

접수명단 붙여넣기

작성 대기 1

EMR 미입력 1

환자를 진료 외 배치도에서 빈 베드를 눌러서 배치됩니다.

치료가 끝나 경과 기록이 필요한 건 · 종료를 잘못 눌렀으면 [↶ 재개] 또

작성 완료했지만 EMR 입력 체크가 안 된 건

치료실 현황 — 실제 치료실 구조대로 베드가 놓여 있습니다. 위쪽 벽 1~10번, 휴게실 옆 12·11번, 아래 운동·특수치료실 특1~특4.

메뉴	하는 일
치료실 현황	베드 배치도, 대기 환자, 작성 대기, EMR 미입력 목록. 하루 종일 켜 두는 화면
치료 대장	날짜별 전체 기록. 선택 복사·삭제, 엑셀 내보내기
환자 기록	등록번호로 한 환자의 지난 치료 기록 전체 보기
산정·강도 기준	치료별 수가코드·산정기준·기본 강도 참고표
설정	처방의·시행자 명단, 빠른 선택, 치료 항목, 메인 PC 연결

오른쪽 위 초록 점 메인 PC와 동기화됨이 보이면 정상입니다. 한 기기에서 입력하면 다른 PC·태블릿에도 몇 초 안에 똑같이 보입니다.

02 접수명단 넣기

아침이나 환자가 몰릴 때, EMR 접수 명단을 통째로 붙여넣으면 대기 환자 목록이 만들어집니다.

- 1
- 치료실 현황 아래 대기 환자 칸의 **접수명단 붙여넣기** 를 누릅니다.
- 2
- EMR 접수 화면에서 복사한 내용을 붙여넣습니다. 한 줄에 한 명, **등록번호** 이름 순서입니다. 줄에 **자보**나 **산재**가 있으면 보험 구분도 자동으로 표시됩니다.
- 3
- 대기 명단에 추가** 를 누릅니다.

접수명단 붙여넣기

닫기

EMR 접수 화면에서 복사해 붙여넣으세요. 한 줄에 한 명, **등록번호** 이름 순서 (탭·공백 구분). 줄에 **자보**(또는 TA)·**산재**가 있으면 보험 구분도 표시됩니다. 재진 환자는 지난 부위가 자동으로 들어가고, 대기 목록의 [부위]로 1차 설정할 수 있습니다.

10234홍길동

10877김영희

11020박민수자보

11388이수진

11452정대호

취소

대기 명단에 추가

한 줄에 한 명씩. 탭이나 띄어쓰기로 구분돼 있으면 됩니다.

대기 환자 5

접수명단 붙여넣기

환자를 누른 뒤 배치도에서 빈 베드를 누르면 배정됩니다

10234홍길동

07:54접수 · Rt. Shoulder

부위

✕

10877김영희

07:54접수 · Rt. Shoulder

부위

✕

11020박민수자보

07:54접수 · 부위 미정

부위

✕

11388이수진

07:54접수 · 부위 미정

부위

✕

11452정대호

07:54접수 · 부위 미정

부위

✕

재진 환자는 지난번 부위(Rt. Shoulder)가 자동으로 들어옵니다. 새 환자는 부위 미정으로 표시됩니다.

부위·보험 미리 정하기 (1차)

대기 환자 옆 **부위** 를 누르면 치료 부위와 보험 구분을 미리 정할 수 있습니다. 여기서 못 정한 환자는 치료 시작할 때 한 번 더 정하면 됩니다(2차).

11020 박민수 — 부위·보험

닫기

보험 구분

자보

치료 부위 · 자보: 두 부위 선택

Rt.

Lt.

Both

적우 없음

추가 부위·상세 (직접 입력)

Neck

C-spine

T-spine

L-spine

Shoulder

Elbow

Wrist

Hand

Hip

Knee

Ankle

Foot

Upper trapezius

Scapular area

Buttock

Thigh

Calf

메모 (선택)

취소

저장

보험을 자보로 고르면 "두 부위 선택" 안내가 뜹니다. 자보는 두 부위를 동시에 시행한 것으로 기록됩니다.

03 치료 시작

대기 환자를 누르고, 배치도에서 빈 베드를 누르면 시작 창이 열립니다.

- 1
- 대기 환자 목록에서 환자 이름을 누릅니다. 선택되면 빈 베드마다 **여기에 배정**이 표시됩니다.
- 2
- 환자를 눕힐 빈 베드를 누릅니다. 등록번호·이름·부위가 채워진 시작 창이 열립니다.

- 3 빠른 선택 버튼(예: IR + ICT)을 누르면 치료 항목과 시간이 한 번에 체크됩니다. 시간은 - + (5분 단위)나 10분 15분 20분 으로 바꿀 수 있습니다.
- 4 아래쪽에서 처방의·시행자·치료 부위를 확인하고 ▶ 치료 시작 을 누릅니다.

물리치료실 1번 베드 — 치료 시작

닫기

등록번호 *

10234

이름 *

홍길동

구분

외래

건강보험

시작 시각

07:54 AM

✓ 지난 처방 불러옴 (2026-09-29: IR + ICT · Rt. Shoulder)

빠른 선택

IR + ICT

IR + ICT + 레이저

콜드팩 + ICT

Cryo + ICT

IR + 경추견인

IR + 골반견인

Cryo

IR + ICT → 단순운동

단순운동 → ICT

+ 지금 선택 저장

전체 시간: 10분 15분 20분

☒ 표층열치료(적외선) IR · MM010

- 15 분 +

☒ 간섭파전류치료 ICT · MM080

- 15 분 +

☐ 한냉치료-콜드팩 Cold pack · MM011

- 10 분 +

☐ 한냉치료-크라이오 Cryo · MM012

- 2 분 +

☐ 재활저출력레이저치료 LLLT · MM085

- 5 분 +

앞 치료 후 이어서

☐ 간헐적견인치료-경추견인 C-traction · MM051

- 15 분 +

☐ 간헐적견인치료-골반견인 Pelvic traction · MM052

- 15 분 +

☐ 단순운동치료 Simple ex. · MM101

- 10 분 +

끝나고 이어서

처방의

시행자

취소

▶ 치료 시작

시작 창. 재진 환자는 "지난 처방 불러옴"이 표시되고 지난번 치료가 미리 체크됩니다. 치료 항목은 종류별 색으로 구분됩니다.

대기 명단 없이 바로 시작하기

빈 베드의 + 치료 시작을 바로 눌러도 됩니다. 등록번호 칸에 숫자를 한 글자만 쳐도 지난 환자 목록이 뜨고, 고르면 이름과 지난 처방이 채워집니다(방향키·Enter도 됩니다).

순서가 있는 치료는 자동으로 이어집니다

- 레이저는 IR·ICT가 끝나면 자동으로 이어서 시작됩니다. 따로 누를 필요가 없습니다.
- 단순운동은 항목 오른쪽에서 끝나고 이어서 또는 먼저를 고릅니다. 예:

IR + ICT → 단순운동 , 단순운동 → ICT .
- 충격파(비급여)는 다른 치료와 함께 묶을 수 없습니다. 충격파만 따로 시작하세요.

처방의·시행자 설정 명단에 있는 사람만 고를 수 있습니다. 명단에 없는 이름은 저장되지 않으니, 새 직원이 오면 먼저 [설정](#)에 추가하세요.

04 치료 중 배치도 보기

치료 중인 베드 카드에 지금 받는 치료, 남은 시간, 진행 막대가 보입니다.

2김영희
ICTCryo
13:59
종료

3
+
치료 시작

4박민수
자보
IRICT
LLLT
13:59
종료

5
+
치료 시작

6윤서연
IRICT
Simple ex.
13:59
종료

7
+
치료 시작

8
+
치료 시작

9정대호
준비 중
07:54부터
시작해제

2번 Cryo+ICT(하늘색), 4번 자보 IR+ICT → 레이저, 6번 IR+ICT → 단순운동, 9번 찜(준비 중).

- 카드 색: 주 치료 종류 색입니다. IR 계열은 살구색, 콜드팩·Cryo는 하늘색입니다(색구분표).
- 치료 표시: 진한 글자가 지금 하는 치료, → 뒤 흐린 글자는 다음에 이어질 치료입니다.
- 남은 시간: 1분 남으면 카드가 노랗게, 시간이 지나면 빨갱게 깜빡이며 "초과"로 표시됩니다.
- 알람: 다음 치료로 넘어갈 때, 종료 시간, 종료 2분 후에 소리와 음성("3번 베드, 치료 종료 시간입니다")으로 알립니다. 음성에는 환자 이름이 나오지 않습니다.
- 자보, 비급여 표시가 카드 오른쪽 위에 붙습니다.

자동 멈춤 장비 적외선·ICT·레이저·견인·충격파는 [종료]를 늦게 눌러도 실제 장비가 멈춘 시각(시작 + 설정 시간)으로 기록됩니다. 콜드팩·Cryo는 [종료]를 누른 시각으로 기록되니 제때 눌러 주세요.

05 추가 처방·연장·베드 이동·찜

베드 메뉴

치료 중인 카드의 이름 부분을 누르면 베드 메뉴가 열립니다. 치료별 시작·종료 예정 시각을 확인하고 아래 일을 할 수 있습니다.

물리치료실 4번 베드 — 11020 박민수외래자보닫기

시작07:54 · 시행자 이치료 · 부위 Neck, L-spine

IR표층열치료(적외선) 15분 · 07:54~08:09진행 중

ICT간섭파전류치료 15분 · 07:54~08:09진행 중

LLLT재활저출력레이저치료 5분 · 08:09~08:14예정

베드 이동 (잘못 배정했을 때) — 옮길 빈 베드 선택

3번5번8번10번11번12번

치료 취소

+ 추가 처방

기록 보기·수정

+5분 연장

치료 종료

진행 중·예정 치료가 시간과 함께 보입니다.

버튼	언제 쓰나
+ 추가 처방	처방을 깜빡했을 때 치료 도중에 항목을 더합니다(아래 설명)
+5분 연장	지금 하는 치료를 5분 늘릴 때. 뒤에 이어질 치료도 같이 밀립니다
베드 번호 버튼	다른 베드에 잘못 배정했을 때 빈 베드로 옮깁니다
치료 취소	환자 거부, 잘못 입력 등. 사유를 적으면 기록이 취소 처리됩니다
기록 보기·수정	치료 중에 부위·처방의 등을 고칠 때

추가 처방 — 처방을 깜빡했을 때

베드 메뉴(또는 기록 보기·수정 창)의 + 추가 처방 을 누르고, 더할 치료를 체크한 뒤 시점을 고르고 추가 를 누릅니다. 이미 들어 있는 치료와 충격파는 목록에 나오지 않습니다.

- **지금 바로 같이:** 누른 시각부터 함께 시작합니다(예: IR+ICT 중에 견인 추가).
- **끝나고 이어서:** 예정된 치료가 모두 끝나면 자동으로 이어서 시작합니다(예: 레이저, 단순운동).

+ 추가 처방 — 4번 베드 11020 박민수

닫기

지금 진행 중: IR+ICT · 예정 종료 08:14. 추가할 치료를 체크하고 시점을 고르세요.

☐ 한냉치료-쿨드팩 Cold pack · MM011

10

분

지금 바로 같이

☐ 한냉치료-크라이오 Cryo · MM012

2

분

지금 바로 같이

☒ 간헐적견인치료-경추견인 C-traction · MM051

15

분

지금 바로 같이

☐ 간헐적견인치료-골반견인 Pelvic traction · MM052

15

분

지금 바로 같이

☐ 단순운동치료 Simple ex. · MM101

10

분

끝나고 이어서

지금 바로 같이: 지금 시각부터 함께 시작 · 끝나고 이어서: 예정된 치료가 모두 끝나면 자동으로 이어서 시작. 기본 시점은 [설정] → 치료 항목에서 바꿀 수 있습니다.

취소

추가

치료별 기본 시점은 [설정] → 치료 항목의 **추가 처방 시** 칸에서 바꿀 수 있습니다. 안
씀으로 하면 목록에서 숨겨집니다.

끌어서 옮기기

치료 중인 카드를 마우스로 잡아 빈 베드에 놓으면 베드가 옮겨집니다. 태블릿은 카드를 **살짝 길게(0.3초)** 누른 뒤 끌면 됩니다. 치료 중인 베드에 놓으면 "빈 베드는 치료 중이라 이동할 수 없습니다" 안내가 뜨고 그대로 있습니다. 다른 치료실 베드로는 옮길 수 없습니다. 대기 환자도 끌어서 빈 베드에 놓으면 바로 시작 창이 열립니다.

찜 — 베드 잡아두기

슬립을 쓰는 동안 다른 사람이 그 베드에 환자를 넣지 않게 하려면 빈 베드 오른쪽 위 **찜** 을 누릅니다. 이름만 적어도 됩니다. 카드가 **준비 중**으로 바뀌고, 준비가 끝나면 **시작**, 취소하려면 **해제** 를 누릅니다.

06 종료와 기록 작성

카드의 초록 **종료** 를 누르면 치료가 끝나고 기록 창이 바로 열립니다.

연세오케이정형외과 YONSEI OK ORTHOPEDIC CLINIC

물리치료실 4/12 사용 운동·특수

1 2 김영희 ICT Cryo 14:04 종료

스테이

운동·특수치료실 단순운동·도수·특

특1 강지훈 비급여 Manual therapy Simple ex. 29:04 종료

대기 환자 1

환자를 누른 뒤 베드에서 빈 베드로 이동해 배치됩니다

기록 창: 치료 항목별 실제 시작·종료 시각과 강도가 이미 들어가 있습니다.

치료 기록 — 10234 홍길동 작성 대기

닫기

등록번호 * 이름 * 구분 치료실·베드

10234 홍길동 외래 건강보험 물리치료실 1번 · 2026-09-30(수)

처방의 * 시행자 *

김정형 이치료

Dx (상병)

예: M75.1 회전근개 증후군

▶ 치료 부위 Rt. Shoulder · 바꾸려면 누르기

치료 항목 · 시간

표충열치료(적외선) IR · MM010 · 설정 15분 · 실제 15분

적외선 열치료(IR), 램프·피부 거리 50cm, 치료 부위에 수직 조사, 편안한 온감 수준, 자세 Prone, 조사 부위 노출·피부 상태 확인

시간 07:38 AM ~ 07:53 AM

간섭파전류치료 ICT · MM080 · 설정 15분 · 실제 15분

4극 흡착컵(교차배치), 반송주파수 4,000Hz, AMF 80~150Hz, Sweep 적용, 강도 10~20mA(감각역치 수준의 편안한 저림감)

시간 07:38 AM ~ 07:53 AM

결과 (Prog. Note)

치료 전 *

통증 호소 움직임 시 통증 호소 뻣뻣함(강직감) 호소 방사통 호소 저림 호소 근긴장도 증가 관찰됨

관절가동범위 제한 관찰됨 부종 관찰됨 열감 관찰됨 **통증 및 부종 호소**

환자 호소를 구체적으로 (예: 계단 내려갈 때 우측 무릎 통증)

치료 중

기록 취소

◀ 치료 재개

기록문 복사

임시 저장

작성 완료 + 복사

- 1

위쪽의 처방의·시행자·치료 부위를 확인합니다. 부위는 시작할 때 고른 것이 들어옵니다. 바꾸려면 **치료 부위** 줄을 누릅니다.
- 2

경과(치료 전·중·후) 문구는 "통증 및 부종 호소 / 특이 이상반응 없음 확인 / 통증 경감 및 부종 감소"로 미리 선택돼 있습니다. 특이사항이 있을 때만 버튼을 더 누르거나 칸에 적습니다.
- 3

맨 아래 **EMR 기록문**에 완성된 기록이 자동으로 만들어집니다.
- 4

작성 완료 + 복사를 누르고, 확인 창에서 **작성 완료**를 누릅니다. 기록문이 복사됩니다.

치료 기록 — 10234 홍길동

작성 대기

닫기

환자 호소를 구체적으로 (예: 계단 내려갈 때 우측 무릎 통증)

치료 중

특이 이상반응 없음 확인

치료 중 피부 상태 수시 확인함

치료 중 강도 적절하다고 표현함

어지러움·두통 등 부작용 없음 확인

치료 중 통증 증가 호소하여 강도 조절함

치료 중 체위 불편 호소하여 자세 조정함

치료 중 특이사항 (선택)

치료 후 *

통증 경감 표명

근긴장 완화 표현함

땀뻘감 감소 표현함

관절 움직임이 다소 부드러워졌다고 표현함

방사통·저림 일시적 경감 표현함

부종·열감 감소 관찰됨

통증 변화 없다고 표현함

일시적 불편감 호소하여 관찰함

피부 발적·화상·수포 등 이상 소견 없음 확인

특이 이상반응 없음

통증 경감 및 부종 감소

환자 표현·관찰 내용 (예: 어깨 들 때 덜 아프다고 표현함)

EMR 기록문

■ 물리치료실 치료기록 2026-09-30(수) 【외래】

환자: 10234 홍길동

처방의: 김정형 시행자: 이치료

Site(부위): Rt. Shoulder

치료시간: 07:38 ~ 07:53 (총 15분, 동시 시행)

Tx(치료방법·조건):

1) 표층열치료(적외선) IR 【MM010】 07:38~07:53 (15분)

- 적외선 열치료(IR), 램프-피부 거리 50cm, 치료 부위에 수직 조사, 편안한 온감 수준, 자세 Prone, 조사 부위 노출·피부 상태 확인

2) 간섭파진류치료 ICT 【MM080】 07:38~07:53 (15분)

- 간섭파진류치료(ICT), 전극-피부 접촉 4.000Hz, AMF 0.0-150Hz, 0.1000mA, 전압 10-30mA(가장면허 수준인 편안한 진폭)

EMR에 입력 완료

수정 이력

기록 취소

↻치료 재개

기록문 복사

임시 저장

작성 완료 + 복사

부족한 사항이 있습니다

11388 이수진 · IR + C-traction

부족한 사항 1건

• 치료 부위를 입력하세요.

부족한 상태로 제출하시겠습니까?

취소

그래도 제출

빠진 것이 있으면 무엇이 부족한지 알려줍니다. 취소를 누르고 채운 뒤 다시 완료하세요.

종료를 잘못 눌렀으면 작성 대기 목록의 **↻재개**를 누르거나, 그 환자를 빈 베드로 끌어 놓으면 다시 치료 중으로 돌아갑니다. 기록 창의 **↻치료 재개**도 됩니다. 원래 베드가 비어 있으면 그 베드로, 차 있으면 빈 베드를 고르게 합니다. 이어서 할 예정이던 레이저·단순운동도 그대로 살아납니다(오늘 치료만 가능).

지금 못 쓰면 기록 창을 닫아도 됩니다. 그 환자는 **작성 대기** 목록에 남고, 나중에 **작성**을 눌러 이어서 쓰면 됩니다. **임시 저장**도 쓸 수 있습니다.

07

EMR에 붙여넣기

작성 완료하면 기록문이 복사돼 있습니다. EMR 경과기록 칸에 **Ctrl + V**로 붙여넣으세요.

대기 환자 1

접수명단 붙여넣기

환자를 누른 뒤 배치도에서 빈 베드를 누르면 배정됩니다

11452 정대호

07:54 접수 · 부위 미정

부위

×

작성 대기 1

치료가 끝나 경과 기록이 필요한 건 · 종료를 잘못 눌렀으면 [↻재개] 또는 빈 베드로 끌어 놓기

11388 이수진 7번

07:38~07:53 · IR + C-traction

↻재개

작성

EMR 미입력 1

작성 완료했지만 EMR 입력 체크가 안 된 건

10234 홍길동

07:38~07:53 · IR + ICT

복사

EMR ✓

치료실 현황 아래쪽 목록 세 개. 여기가 비어 있으면 그날 일이 다 끝난 것입니다.

- 1

EMR에 붙여넣었으면 **EMR 미입력** 목록에서 그 환자의 **EMR ✓**를 누릅니다. 목록에서 사라집니다.
- 2

다시 복사해야 하면 **복사**를 누릅니다.

목록	들어 있는 환자	할 일
대기 환자	접수했지만 아직 치료 시작 전	베드 배정
작성 대기	치료는 끝났는데 기록을 완료하지 않음	작성 → 작성 완료
EMR 미입력	작성 완료했지만 EMR 입력 체크를 안 함	붙여넣기 → EMR ✓

08 치료 대장

그날 치료한 모든 기록을 표로 봅니다. ◀ ▶나 날짜 칸으로 다른 날을 볼 수 있습니다.

연세오케이정형외과의원

YONSEI OK ORTHOPEDIC CLINIC

물리치료 기록

오전 07:55:01

치료실 현황

치료 대장

환자 기록

산정·강도 기준

설정

● 메인 PC와 동기화됨

◀

09/30/2026

📅

▶

오늘

선택 EMR 복사

선택 삭제

엑셀(CSV) 내보내기

인쇄

전체 6

치료 중 4

작성 대기 1

EMR 미입력 1

EMR 완료 0

미비 0

자보 1

취소 0

2026-09-30(수) · 전체 6건 · 치료 중 4 · 작성 대기 1 · 작성 완료 1 (EMR 입력 0) · 취소 0

☐	시간	치료실/메드	등록번호	이름	치료 항목	처방의	시행자	상태	
☐	07:38~07:53	물리치료실 1번	10234	홍길동	IR 15', ICT 15'	김정형	이치료	작성 완료 EMR ✓	열기
☐	07:38~07:53	물리치료실 7번	11388	이수진	IR 15', C-traction 15'	김정형	이치료	작성 대기	열기
☐	07:54~	물리치료실 2번	10877	김영희	ICT 15', Cryo 15'	김정형	이치료	치료 중	열기
☐	07:54~	물리치료실 4번	11020	박민수	IR 15', ICT 15', LLLT 5'	김정형	이치료	치료 중 자보	열기
☐	07:54~	물리치료실 6번	11511	윤서연	IR 15', ICT 15', Simple ex. 10'	김정형	이치료	치료 중	열기
☐	07:54~	운동·특수치료실 1번	10999	강지훈	Simple ex. 10', Manual therapy 30' 비급여	김정형	이치료	치료 중	열기

왼쪽 필터로 치료 중 · 작성 대기 · EMR 미입력 · EMR 완료 · 미비 · 자보 · 취소만 골라 볼 수 있습니다.

- 선택 EMR 복사: 왼쪽 체크박스로 여러 명을 골라 기록문을 한 번에 복사합니다.
- 선택 삭제: 중복·잘못 입력한 기록을 지웁니다. 사유를 적으면 수정 이력에 남습니다.
되돌릴 수 없으니 주의하세요.
- 엑셀(CSV) 내보내기: 기간을 정해 엑셀 파일로 받습니다. 월별 통계·청구 확인용입니다.
- 작성 완료된 줄의 EMR ✓ 로 여기서도 EMR 입력 체크를 할 수 있습니다.

09 환자 기록

등록번호나 이름을 입력하고 조회를 누르면 그 환자의 모든 치료 기록이 날짜순으로 나옵니다.

연세오케이정형외과의원

YONSEI OK ORTHOPEDIC CLINIC

물리치료 기록

오전 07:55:03

치료실 현황

치료 대장

환자 기록

산정·강도 기준

설정

● 메인 PC와 동기화됨

10234

조회

10234 홍길동 최근 09-30 · IR+ICT

10234 홍길동

CSV 인쇄

총 치료 2회 (작성 대기 0건)

최근 처방 2026-09-30 · IR + ICT · Rt. Shoulder

메모 예: 핫팩 열 민감, 수건 추가 저장

2026-09-30(수) 07:38~07:53 작성 완료

복사 열기

■ 물리치료실 치료기록 2026-09-30(수) 【외래】

환자: 10234 홍길동

처방의: 김정형 시행자: 이치료

Site(부위): Rt. Shoulder

치료시간: 07:38 ~ 07:53 (총 15분, 동시 시행)

Tx(치료방법·조건):

1) 표층열치료(적외선) IR 【MM010】 07:38~07:53 (15분)
- 적외선 열치료(IR), 램프-피부 거리 50cm, 치료 부위에 수직 조사, 편안한 온감 수준, 자세 Prone, 조사 부위 노출·피부 상태 확인

2) 간섭파전류치료 ICT 【MM080】 07:38~07:53 (15분)
- 4극 흡착극(교차배치), 반송주파수 4,000Hz, AMF 80~150Hz, Sweep 적용, 강도 10~20mA(감각역치 수준의 편안한 저림감)

Prog. Note(경과):

- 치료 전: 통증 및 부종 호소

- 치료 중: 특이 이상반응 없음 확인

- 치료 후: 통증 경감 및 부종 감소

2026-09-29(화) 01:00~01:15 작성 완료 EMR✓

복사 열기

■ 물리치료실 치료기록 2026-09-29(화) 【외래】

환자: 10234 홍길동

처방의: 김정형 시행자: 이치료

Site(부위): Rt. Shoulder

치료시간: 01:00 ~ 01:15 (총 15분, 동시 시행)

Tx(치료방법·조건):

1) 표층열치료(적외선) IR 【MM010】 01:00~01:15 (15분)
- 적외선 열치료(IR), 램프-피부 거리 50cm, 치료 부위에 수직 조사, 편안한 온감 수준, 자세 Prone, 조사 부위 노출·피부 상태 확인

2) 간섭파전류치료 ICT 【MM080】 01:00~01:15 (15분)
- 4극 흡착극(교차배치), 반송주파수 4,000Hz, AMF 80~150Hz, Sweep 적용, 강도 10~20mA(감각역치 수준의 편안한 저림감)

Prog. Note(경과):

- 치료 전: 통증 및 부종 호소

- 치료 중: 특이 이상반응 없음 확인

- 치료 후: 통증 경감 및 부종 감소

총 치료 횟수, 최근 처방, 날짜별 기록문. 메모(예: 핫팩 열 민감)는 다음 치료 때 참고할 수 있게 저장됩니다.

10 설정

처음 한 번, 그리고 직원이 바뀔 때 손꼽니다. 바꾼 뒤 맨 아래 **설정 저장** 을 꼭 누르세요.



연세오케이정형외과의원

YONSEI OR ORTHOPEDIC CLINIC

물리치료 기록

오전 07:55:04

치료실 현황

치료 대상

환자 기록

산정·강도 기준

설정

메인 PC와 동기화됨

메인 PC 연결

태블릿·다른 PC 주소

http://192.0.2.2:18282

같은 와이파이에서 이 주소를 크롬에 입력 → 즐겨찾기/홈 화면에 추가

데이터 폴더

/tmp/claude-0/-home-user-trend-hub/806ae112-3fef-54bc-903e-55c04e333fb3/scratchpad/tut/home/data

변경

구글 드라이브 폴더 찾기

웹 링크가 아니라 PC의 폴더 경로를 넣습니다 (예: G:\내 드라이브\물리치료기록). PC에 'Google Drive 데스크톱'이 설치·로그인돼 있어야 하며, 새 폴더가 비어 있으면 기존 데이터를 복사합니다.

/tmp/claude-0/-home-user-trend-hub/806ae112-3fef-54bc-903e-55c04e333fb3/scratchpad/tut/home/backups

자동 백업

매일 데이터 폴더 전체를 날짜별로 복사해 30일치 보관합니다. 저장할 때마다 직전 파일도 .bak 으로 남깁니다.

접속 PIN

숫자 4~6자리 권장

저장

다른 기기는 처음 접속할 때 한 번 입력합니다. 병원 와이파이에서 외부인이 접속할 수 있다면 꼭 설정하세요. 비워두면 저장하면 PIN 해제.

이 기기

병원 이름 (화면 위쪽에 표시 · 모든 기기 공통)

연세오케이정형외과

치료 전 상태 고정 문구

통증 및 부종 호소

치료 후 상태 고정 문구

통증 경감 및 부종 감소

기기 이름 (수정 이력에 표시)

예: 물리치료실 PC1

☒ 증상 알람 소리

☒ 음성 안내 ("3번 베드 치료 종료")

알람이 여러 기기에서 동시에 울리면 치료실 밖 기기는 소리를 꺼주세요. 음성 안내에는 환자 이름을 말하지 않습니다.

알람 테스트

치료실 · 베드

물리치료실

12 베드 · 번호 1 번부터

운동·특수치료실

4 베드 · 번호 1 번부터

배치도: 물리치료실 1~10번은 위쪽 벽을 따라 2개씩, 11번부터는 아래 휴게실 옆 칸에 표시됩니다. 운동·특수치료실 베드는 '특1, 특2...'로 배치도 아래에 표시됩니다.

☒ 기록문에 수가코드 표시

처방의 · 시행자 명단

한 줄에 한 명. 여기 있는 이름만 선택·저장됩니다.

처방의

김정형

박재환

시행자(치료사)

이치료

최물리

정운동

치료 항목

위쪽 메인 PC 연결에 태블릿·다른 PC에서 들어올 주소가 나옵니다.

꼭 해야 할 것

- **처방의 · 시행자 명단:** 한 줄에 한 명. 여기 있는 이름만 선택·저장됩니다.
- **접속 PIN:** 다른 기기가 처음 접속할 때 한 번 입력하는 숫자(4~6자리)입니다.
- **데이터 폴더:** 구글 드라이브 폴더 찾기 → 변경 으로 구글 드라이브에 저장하면 자동으로 백업됩니다.
- **이 기기:** 기기 이름(예: 물리치료실 PC1)을 적어 두면 누가 고쳤는지 수정 이력에 남습니다. 치료실 밖 기기는 알람 소리를 꺼 두세요.

빠른 선택 직접 만들기

자주 쓰는 조합을 버튼으로 만들어 둡니다. **+ 추가** 로 새로 만들고, **수정** · ↑↓(순서) · **×(삭제)**로 관리합니다. 치료 시작 창에서 항목을 고른 뒤 **+ 지금 선택 저장** 을 눌러도 바로 추가됩니다.

빠른 선택

치료 시작 창 위쪽의 빠른 선택 버튼입니다. 누르면 치료 항목·시간·순서가 한 번에 선택됩니다. 치료 시작 창에 [+ 지금 선택 저장]으로도 추가할 수 있습니다.

물리치료실

+ 추가

운동·특수치료실

+ 추가

● IR + ICT

IR 15분 + ICT 15분

↑ ↓ 수정 ✕

●● IR + ICT + 레이저

IR 15분 + ICT 15분 → LLLT 5분

↑ ↓ 수정 ✕

●● 쿨드팩 + ICT

Cold pack 10분 + ICT 15분

↑ ↓ 수정 ✕

●● Cryo + ICT

Cryo 2분 + ICT 15분

↑ ↓ 수정 ✕

●● IR + 경추견인

IR 15분 + C-traction 15분

↑ ↓ 수정 ✕

●● IR + 골반견인

IR 15분 + Pelvic traction 15분

↑ ↓ 수정 ✕

● Cryo

Cryo 2분

↑ ↓ 수정 ✕

●●● IR + ICT → 단순운동

IR 15분 + ICT 15분 → Simple ex. 10분

↑ ↓ 수정 ✕

●● 단순운동 → ICT

Simple ex. 10분 → ICT 15분

↑ ↓ 수정 ✕

● 도수

Manual therapy 30분

↑ ↓ 수정 ✕

● 충격파

ESWT 10분

↑ ↓ 수정 ✕

● 단순운동

Simple ex. 10분

↑ ↓ 수정 ✕

●● 도수 → 단순운동

Manual therapy 30분 → Simple ex. 10분

↑ ↓ 수정 ✕

● 복합운동

Complex exercise 30분

↑ ↓ 수정 ✕

물리치료실과 운동·특수치료실의 빠른 선택이 따로 있습니다. 색 점은 들어 있는 치료 종류입니다.

치료 항목

수가코드·급여구분·기본시간·순서를 병원 수가표에 맞춰 바꿀 수 있습니다. 순서 숫자가 같으면 동시에, 크면 앞 치료가 끝난 뒤 이어서 진행됩니다(예: IR·ICT 1 → 레이저 2).
추가 처방 시 칸은 치료 도중 추가할 때의 기본 시점(지금 바로 같이 / 끝나고 이어서 / 안 씀)입니다. 바꾸지 않은 값은 기본값을 그대로 따릅니다.

11 색 구분표

배치도 카드, 치료 표시, 시작 창, 빠른 선택에 같은 색이 쓰입니다.

색	치료	기본 시간
IR 살구	표층열치료(적외선)	15분
ICT 연보라	간섭파전류치료	15분
Cryo 하늘	한냉치료-콜드팩 · 한냉치료-크라이오	콜드팩 10분 · 크라이오 2분
LLLT 분홍	재활저출력레이저치료 (IR·ICT 뒤 자동 이어서)	5분
C-traction 연두	경추견인 · 골반견인	15분
Simple ex. 노랑	단순운동 · 복합운동	단순 10분 · 복합 30분
Manual 민트	도수치료 (비급여)	30분
ESWT 연빨강	체외충격파 (비급여, 따로 기록)	10분

카드가 노란색이면 1분 남음, 빨강게 깜빡이면 시간 초과입니다. 치료 종류 색보다 우선해서 보입니다.

12 자주 묻는 질문

- ▼ 다른 PC나 태블릿에서는 어떻게 들어가나요?

메인 PC와 같은 와이파이에 연결한 뒤, 설정 → 메인 PC 연결에 나오는 주소(예: http://192.168.0.10:8080)를 크롬 주소창에 입력하고 PIN을 넣습니다. 즐겨찾기나 "홈 화면에 추가"를 해 두세요. 이미 접속해 있던 기기는 새로고침만 하면 됩니다.
- ▼ 메인 PC의 검은 창을 닫아도 되나요?

안 됩니다. 검은 창이 프로그램 본체입니다. 닫거나 메인 PC를 끄면 다른 기기에서 접속할 수 없습니다. 최소화해 두세요.
- ▼ 프로그램을 껐다 켜면 기록이 사라지나요?

아닙니다. 기록과 설정은 PC 사용자 폴더(%APPDATA%\물리치료기록) 또는 지정한 구글 드라이브 폴더에 저장되고, 매일 자동 백업(30일치)도 남습니다. 새 버전으로 바꿀 때도 검은 창을 닫고 exe만 교체하면 그대로 이어집니다.
- ▼ 처방의·시행자 목록에 이름이 안 보여요.

설정의 명단에 없는 사람입니다. 설정 → 처방의·시행자 명단에 한 줄로 추가하고 저장하세요. 명단에 없는 이름은 기록에 저장되지 않습니다.
- ▼ 자보 환자는 뭐가 다른가요?

보험 구분을 자보로 고르면 두 부위를 선택해야 하고, 기록문에 "(2부위 동시 시행)"과 [외래·자보]가 표시됩니다. 치료 대장의 자보 필터로 따로 모아 볼 수 있습니다.

▼ 잘못 시작했어요.

베드를 잘못 골랐으면 베드 메뉴에서 옮기거나 카드를 끌어 옮깁니다. 치료 자체가 잘못이면 베드 메뉴 → **치료 취소**. 이미 끝난 기록은 치료 대장에서 **열기**로 고치거나 **선택 삭제**합니다.

▼ 종료를 잘못 눌렀어요.

치료실 현황의 **작성 대기** 목록에서 그 환자의 **↻재개**를 누르거나, 환자 이름을 빈 베드로 끌어 놓으세요. 다시 치료 중이 되고 남은 시간·다음 치료(레이저 등)도 되살아납니다. 작성 완료까지 한 기록은 되돌릴 수 없으니 치료 대장에서 **열기**로 시각을 고치세요.

▼ 어제 종료를 안 누르고 퇴근했어요.

다음 날 치료실 현황 위쪽에 "종료 처리되지 않은 지난 치료"가 빨간 칸으로 뜹니다. 눌러서 실제 종료 시각을 넣고 작성 완료하면 됩니다.

▼ 알람이 여러 기기에서 동시에 울려요.

치료실 밖 기기는 설정 → 이 기기에서 **종료 알람** 소리와 **음성 안내**를 꺼 두세요. 기기마다 따로 설정됩니다.