

02 접수명단 넣기

아침이나 환자가 몰릴 때, EMR 접수 명단을 통째로 붙여넣으면 대기 환자 목록이 만들어집니다.

- 1 치료실 현황 아래 대기 환자 칸의 **접수명단 붙여넣기** 를 누릅니다.
- 2 EMR 접수 화면에서 복사한 내용을 붙여넣습니다. 한 줄에 한 명, **등록번호 이름** 순서입니다. 줄에 자보나 산재가 있으면 보험 구분도 자동으로 표시됩니다.
- 3 **대기 명단에 추가** 를 누릅니다.

접수명단 붙여넣기

닫기

EMR 접수 화면에서 복사해 붙여넣으세요. 한 줄에 한 명, **등록번호 이름** 순서 (탭 공백 구분). 줄에 자보(또는 TA) 산재가 있으면 보험 구분도 표시됩니다. 재진 환자는 지난 부위가 자동으로 들어가고, 대기 목록의 [부위]로 1차 설정할 수 있습니다.

10234 홍길동

10877 김영희

11020 박민수 자보

11388 이수진

11452 정대호

취소

대기 명단에 추가

한 줄에 한 명씩. 탭이나 띄어쓰기로 구분돼 있으면 됩니다.

대기 환자 5

접수명단 붙여넣기

환자를 누른 뒤 배치도에서 빈 베드를 누르면 배정됩니다

10234 홍길동

06:11 접수 · Rt. Shoulder

부위

×

10877 김영희

06:11 접수 · Rt. Shoulder

부위

×

11020 박민수 자보

06:11 접수 · 부위 미정

부위

×

11388 이수진

06:11 접수 · 부위 미정

부위

×

11452 정대호

06:11 접수 · 부위 미정

부위

×

재진 환자는 지난번 부위(Rt. Shoulder)가 자동으로 들어옵니다.
새 환자는 부위 미정으로 표시됩니다.

부위·보험 미리 정하기 (1차)

대기 환자 옆 **부위** 를 누르면 치료 부위와 보험 구분을 미리 정할 수 있습니다. 여기서 못 정한 환자는 치료 시작할 때 한 번 더 정하면 됩니다(2차).

11020 박민수 — 부위·보험

닫기

보험 구분

자보

치료 부위 · 자보: 두 부위 선택

Rt.

Lt.

Both

좌우 없음

추가 부위·상세 (직접 입력)

Neck

C-spine

T-spine

L-spine

Shoulder

Elbow

Wrist

Hand

Hip

Knee

Ankle

Foot

Upper trapezius

Scapular area

Buttock

Thigh

Calf

메모 (선택)

취소

저장

보험을 자보로 고르면 "두 부위 선택" 안내가 뜹니다. 자보는 두 부위를 동시에 시행한 것으로 기록됩니다.

03 치료 시작

대기 환자를 누르고, 배치도에서 빈 베드를 누르면 시작 창이 열립니다.

- 1 대기 환자 목록에서 환자 이름을 누릅니다. 선택되면 빈 베드마다 **여기에 배정**이 표시됩니다.
- 2 환자를 눕힐 빈 베드를 누릅니다. 등록번호·이름·부위가 채워진 시작 창이 열립니다.
- 3 **빠른 선택** 버튼(예: **IR + ICT**)을 누르면 치료 항목과 시간이 한 번에 체크됩니다. 시간은 **-** **+** (5분 단위)나 **10분** **15분** **20분** 으로 바꿀 수 있습니다.
- 4 아래쪽에서 처방의·시행자·치료 부위를 확인하고 **▶ 치료 시작** 을 누릅니다.

연세오케이정형외과의원

YONSEI OK ORTHOPEDIC CLINIC

물리치료 기록 오전 06:11:13 **치료실 현황** 치료 대장 환자 기록 산정·강도 기준 설정

● 메인 PC와 동기화됨

물리치료실

스테이션

출입구

12
+
여기에 배정

11
+
여기에 배정

휴게실

운동·특수치료실 단순운동·도수·충격파

특1
+
여기에 배정

특2
+
여기에 배정

특3
+
여기에 배정

특4
+
여기에 배정

대기 환자 5 **접수명단 불러넣기**

환자를 누른 뒤 배치도에서 빈 베드를 누르면 배정됩니다

10234 홍길동
06:11 접수 · Rt. Shoulder

부위

✕

10877 김영희
06:11 접수 · Rt. Shoulder

부위

✕

11020 박민수 **자보**

06:11 접수 · Neck, L-spine

부위

✕

11388 이수진

06:11 접수 · **부위 미정**

부위

✕

11452 정대호

06:11 접수 · **부위 미정**

부위

✕

작성 대기 0

치료가 끝나 경과 기록이 필요한 건
없음

EMR 미입력 0

작성 완료했지만 EMR 입력 체크가 안 된 건
없음

환자를 누르면 빈 베드가 파랗게 바뀌며 여기에 배정이 표시됩니다. 취소하려면 같은 환자를 한 번 더 누릅니다.

물리치료실 1번 베드 — 치료 시작 **닫기**

등록번호 * 이름 * 구분 시작 시각

10234

홍길동

외래 ▾

건강보험 ▾

06:11 AM ⌚

✓ 지난 처방 불러옴 (2026-09-29: IR + ICT · Rt. Shoulder)

빠른 선택

●● IR + ICT

●●● IR + ICT + 레이저

●● 쿨드팩 + ICT

●● Cryo + ICT

●● IR + 경추견인

●● IR + 골반견인

● Cryo

●●● IR + ICT → 단순운동

●● 단순운동 → ICT

+ 지금 선택 저장

전체 시간: 10분 15분 20분

☒ 표층열치료(적외선) IR · MM010

- 15 분 +

☒ 간섭파전류치료 ICT · MM080

- 15 분 +

☐ 한냉치료-쿨드팩 Cold pack · MM011

- 10 분 +

☐ 한냉치료-크라이오 Cryo · MM012

- 2 분 +

☐ 재활저출력레이저치료 LLLT · MM085

- 5 분 + 앞 치료 후 이어서

☐ 간헐적견인치료-경추견인 C-traction · MM051

- 15 분 +

☐ 간헐적견인치료-골반견인 Pelvic traction · MM052

- 15 분 +

☐ 단순운동치료 Simple ex. · MM101

- 10 분 + 끝나고 이어서 ▾

처방의 시행자

취소

▶ 치료 시작

시작 창. 재진 환자는 "지난 처방 불러옴"이 표시되고 지난번 치료가 미리 체크됩니다. 치료 항목은 종류별 색으로 구분됩니다.

대기 명단 없이 바로 시작하기

빈 베드의 + 치료 시작을 바로 눌러도 됩니다. 등록번호 칸에 숫자를 한 글자만 쳐도
지난 환자 목록이 뜨고, 고르면 이름과 지난 처방이 채워집니다(방향키·Enter도 됩니다).

물리치료실 10번 베드 — 치료 시작

닫기

등록번호 *

이름 *

구분

시작 시각

10

외래

건강보험

06:11 AM

10999 감지훈 최근 기록 없음

10877 김영희 최근 09-29 · Cryo+ICT

10234 홍길동 최근 09-29 · IR+ICT

Cryo + ICT

IR + 경추견인

IR + 골반견인

Cryo

IR + ICT → 단순운동

단순운동 → ICT

+ 지금 선택 저장

전체 시간: 10분 15분 20분

10999 감지훈 최근 기록 없음

10877 김영희 최근 09-29 · Cryo+ICT

10234 홍길동 최근 09-29 · IR+ICT

"10"만 입력해도 최근 치료 내역과 함께 환자가 뜹니다.

순서가 있는 치료는 자동으로 이어집니다

- 레이저는 IR·ICT가 끝나면 자동으로 이어서 시작됩니다. 따로 누를 필요가 없습니다.
- 단순운동은 항목 오른쪽에서 끝나고 이어서 또는 먼저를 고릅니다. 예:

IR + ICT → 단순운동, 단순운동 → ICT
- 충격파(비급여)는 다른 치료와 함께 묶을 수 없습니다. 충격파만 따로 시작하세요.

처방의·시행자 설정 명단에 있는 사람만 고를 수 있습니다. 명단에 없는 이름은 저장되지 않으니, 새 직원이 오면 먼저 [설정](#)에 추가하세요.

04 치료 중 배치도 보기

치료 중인 베드 카드에 지금 받는 치료, 남은 시간, 진행 막대가 보입니다.

2 김영희 ICT Cryo 14:31 종료

3 + 치료 시작

4 박민수 자보 IR ICT → LLLT 14:31 종료

5 + 치료 시작

6 윤서연 IR ICT → Simple ex. 14:31 종료

7 + 치료 시작

8 + 치료 시작

9 정대호 준비 중 06:11부터 시작 해제

2번 Cryo+ICT(하늘색), 4번 자보 IR+ICT → 레이저, 6번 IR+ICT → 단순운동, 9번 찜(준비 중).

- 카드 색: 주 치료 종류 색입니다. IR 계열은 살구색, 콜드팩·Cryo는 하늘색입니다([색 구분표](#)).
- 치료 표시: 진한 글자가 지금 하는 치료, → 뒤 흐린 글자는 다음에 이어질 치료입니다.
- 남은 시간: 1분 남으면 카드가 노랗게, 시간이 지나면 빨갭게 깜빡이며 "초과"로 표시됩니다.
- 알람: 다음 치료로 넘어갈 때, 종료 시간, 종료 2분 후에 소리와 음성("3번 베드, 치료 종료 시간입니다")으로 알립니다. 음성에는 환자 이름이 나오지 않습니다.
- 자보, 비급여 표시가 카드 오른쪽 위에 붙습니다.

자동 멈춤 장비 적외선·ICT·레이저·견인·충격파는 [종료]를 늦게 눌러도 실제 장비가 멈춘 시각(시작 + 설정 시간)으로 기록됩니다. 콜드팩·Cryo는 [종료]를 누른 시각으로 기록되니 제때 눌러 주세요.

05 연장·베드 이동·찜

베드 메뉴

치료 중인 카드의 이름 부분을 누르면 베드 메뉴가 열립니다. 치료별 시작·종료 예정 시각을 확인하고 아래 일을 할 수 있습니다.

물리치료실 4번 베드 — 11020 박민수

외래

자보

닫기

시작

06:11 · 시행자 이치료 · 부위 Neck, L-spine

IR

표층열치료(적외선) 15분 · 06:11~06:26

진행 중

ICT

간섭파전류치료 15분 · 06:11~06:26

진행 중

LLLT

재활저출력레이저치료 5분 · 06:26~06:31

예정

베드 이동 (잘못 배정했을 때) — 옮길 빈 베드 선택

3번

5번

8번

10번

11번

12번

치료 취소

기록 보기·수정

+5분 연장

치료 종료

진행 중·예정 치료가 시간과 함께 보입니다.

버튼	언제 쓰나
+5분 연장	지금 하는 치료를 5분 늘릴 때. 뒤에 이어질 치료도 같이 밀립니다
베드 번호 버튼	다른 베드에 잘못 배정했을 때 빈 베드로 옮깁니다
치료 취소	환자 거부, 잘못 입력 등. 사유를 적으면 기록이 취소 처리됩니다
기록 보기·수정	치료 중에 부위·처방의 등을 고칠 때

끌어서 옮기기

치료 중인 카드를 마우스로 잡아 빈 베드에 놓으면 베드가 옮겨집니다. 태블릿은 카드를 살짝 길게(0.3초) 누른 뒤 끌면 됩니다. 치료 중인 베드에 놓으면 "o번 베드는 치료 중이라 이동할 수 없습니다" 안내가 뜨고 그대로 있습니다. 다른 치료실 베드로는 옮길 수 없습니다. 대기 환자도 끌어서 빈 베드에 놓으면 바로 시작 창이 열립니다.

찜 — 베드 잡아두기

슬립을 쓰는 동안 다른 사람이 그 베드에 환자를 넣지 않게 하려면 빈 베드 오른쪽 위 찜 을 누릅니다. 이름만 적어도 됩니다. 카드가 준비 중으로 바뀌고, 준비가 끝나면 시작 , 취소하려면 해제 를 누릅니다.

9번 베드 찜 (준비 중)

슬립 쓰는 동안 다른 사람이 이 베드에 환자를 넣지 못하게 잡아둡니다. 이름만 적어도 됩니다.

등록번호 (선택)

이름 (선택)

정대호

취소

찜하기

대기 환자를 선택한 상태에서 찜을 누르면 그 환자로 바로 잡힙니다.

06 종료와 기록 작성

카드의 초록 **종료**를 누르면 치료가 끝나고 기록 창이 바로 열립니다.

연세오케이정형외과

YONSEI OK ORTHOPEDIC CLINIC

메인 PC와 동기화됨

물리치료실

4/12 사용

운동·특수

1

+

치료 시작

2

김영희

ICT Cryo

14:36

종료

준비 중

10

+

치료 시작

해제

휴게실

운동·특수치료실

단순운동·도수

특1

강지훈

비급여

Manual therapy

Simple ex.

29:36

종료

특2

+

치료 시작

대기 환자 1

환자를 노르티베이트에서 비베이트로 변경하여 배치합니다

치료를 끝낸 경과기록이 필요한 건

적은 진료였지만 EMR 입력 체크가 안 된 건

치료 기록 — 10234 홍길동

작성 대기

등록번호 *

10234

이름 *

홍길동

구분

외래

치료실·베드

건강보험

물리치료실 1번 · 2026-09-30(수)

처방의 *

김정형

시행자 *

이치료

Dx (상병)

예: M75.1 회전근개 증후군

▶ 치료 부위 Rt. Shoulder · 바꾸려면 누르기

치료 항목 · 시간

표층열치료(적외선) IR · MM010 · 설정 15분 · 실제 15분

적외선 열치료(IR), 펄프·피부 거리 50cm, 치료 부위에 수직 조사, 편안한 온감 수준, 자세 Prone, 조사 부위 노출·피부 상태 확인

시간

05:55 AM

~

06:10 AM

간섭파전류치료 ICT · MM080 · 설정 15분 · 실제 15분

4극 흡착갑(교차배치), 반송주파수 4,000Hz, AMF 80~150Hz, Sweep 적용, 강도 10~20mA(감각역치 수준의 편안한 저림감)

시간

05:55 AM

~

06:10 AM

경과 (Prog. Note)

치료 전 *

통증 호소

움직임 시 통증 호소

뻣뻣함(강직감) 호소

방사통 호소

저림 호소

근긴장도 증가 관찰됨

관절가동범위 제한 관찰됨

부종 관찰됨

열감 관찰됨

통증 및 부종 호소

환자 호소를 구체적으로 (예: 계단 내려갈 때 우측 무릎 통증)

치료 중

기록 취소

기록문 복사

임시 저장

작성 완료 + 복사

기록 창. 치료 항목별 실제 시작·종료 시각과 강도가 이미 들어가 있습니다.

- 1 위쪽의 처방의·시행자·치료 부위를 확인합니다. 부위는 시작할 때 고른 것이 들어옵니다. 바꾸려면 **치료 부위** 줄을 누릅니다.
- 2 경과(치료 전·중·후) 문구는 "통증 및 부종 호소 / 특이 이상반응 없음 확인 / 통증 경감 및 부종 감소"로 미리 선택돼 있습니다. 특이사항이 있을 때만 버튼을 더 누르거나 칸에 적습니다.
- 3 맨 아래 **EMR 기록문**에 완성된 기록이 자동으로 만들어집니다.
- 4 **작성 완료 + 복사** 를 누르고, 확인 창에서 **작성 완료** 를 누릅니다. 기록문이 복사됩니다.

치료 기록 - 10234 홍길동

작성 대기

탈기

환자 호소를 구체적으로 (예: 계단 내려갈 때 우측 무릎 통증)

치료 중

특이 이상반응 없음 확인

치료 중 피부 상태 상시 확인함

치료 중 강도 적절하다고 표현함

어지러움·두통 등 부작용 없음 확인

치료 중 통증 증가 호소하여 강도 조절함

치료 중 체위 불편 호소하여 자세 조정함

치료 중 특이사항 (선택)

치료 후

통증 경감 표함

근긴장 완화 표함

땀땀 감소 표함

관절 움직임이 다소 부드러워졌다고 표함

방사통·저림 일시적 경감 표함

부종·열감 감소 관찰됨

통증 변화 없다고 표함

일시적 불편감 호소하여 관찰함

피부 발적·화상·수포 등 이상 소견 없음 확인

특이 이상반응 없음

통증 경감 및 부종 감소

환자 표현·관찰 내용 (예: 어깨 들 때 덜 아프다고 표함)

EMR 기록문

■ 물리치료실 치료기록 2026-09-30(수) 【외래】

환자: 10234 홍길동

처방의: 김정형 시행자: 이지료

Site(부위): Rt. Shoulder

치료시간: 05:55 ~ 06:10 (총 15분, 동시 시행)

Tx(치료방법·조강):

1) 표출열치료(직외식) IR 【M010】 05:55~06:10 (15분)

- 직외식 열치료(IR), 램프-피부 거리 50cm, 치료 부위에 수직 조사, 편안한 온감 수준, 자세 Prone, 조사 부위 노출·피부 상태 확인

2) 간섭파진치료 ICT 【M080】 05:55~06:10 (15분)

(간섭파진치료(간섭파진), 비선조파진 4.000Hz, AMF 0.150Hz, 0.200Hz, 0.300Hz, 0.400Hz, 0.500Hz, 0.600Hz, 0.700Hz, 0.800Hz, 0.900Hz, 1.000Hz, 1.100Hz, 1.200Hz, 1.300Hz, 1.400Hz, 1.500Hz, 1.600Hz, 1.700Hz, 1.800Hz, 1.900Hz, 2.000Hz, 2.100Hz, 2.200Hz, 2.300Hz, 2.400Hz, 2.500Hz, 2.600Hz, 2.700Hz, 2.800Hz, 2.900Hz, 3.000Hz, 3.100Hz, 3.200Hz, 3.300Hz, 3.400Hz, 3.500Hz, 3.600Hz, 3.700Hz, 3.800Hz, 3.900Hz, 4.000Hz, 4.100Hz, 4.200Hz, 4.300Hz, 4.400Hz, 4.500Hz, 4.600Hz, 4.700Hz, 4.800Hz, 4.900Hz, 5.000Hz, 5.100Hz, 5.200Hz, 5.300Hz, 5.400Hz, 5.500Hz, 5.600Hz, 5.700Hz, 5.800Hz, 5.900Hz, 6.000Hz, 6.100Hz, 6.200Hz, 6.300Hz, 6.400Hz, 6.500Hz, 6.600Hz, 6.700Hz, 6.800Hz, 6.900Hz, 7.000Hz, 7.100Hz, 7.200Hz, 7.300Hz, 7.400Hz, 7.500Hz, 7.600Hz, 7.700Hz, 7.800Hz, 7.900Hz, 8.000Hz, 8.100Hz, 8.200Hz, 8.300Hz, 8.400Hz, 8.500Hz, 8.600Hz, 8.700Hz, 8.800Hz, 8.900Hz, 9.000Hz, 9.100Hz, 9.200Hz, 9.300Hz, 9.400Hz, 9.500Hz, 9.600Hz, 9.700Hz, 9.800Hz, 9.900Hz, 10.000Hz, 10.100Hz, 10.200Hz, 10.300Hz, 10.400Hz, 10.500Hz, 10.600Hz, 10.700Hz, 10.800Hz, 10.900Hz, 11.000Hz, 11.100Hz, 11.200Hz, 11.300Hz, 11.400Hz, 11.500Hz, 11.600Hz, 11.700Hz, 11.800Hz, 11.900Hz, 12.000Hz, 12.100Hz, 12.200Hz, 12.300Hz, 12.400Hz, 12.500Hz, 12.600Hz, 12.700Hz, 12.800Hz, 12.900Hz, 13.000Hz, 13.100Hz, 13.200Hz, 13.300Hz, 13.400Hz, 13.500Hz, 13.600Hz, 13.700Hz, 13.800Hz, 13.900Hz, 14.000Hz, 14.100Hz, 14.200Hz, 14.300Hz, 14.400Hz, 14.500Hz, 14.600Hz, 14.700Hz, 14.800Hz, 14.900Hz, 15.000Hz, 15.100Hz, 15.200Hz, 15.300Hz, 15.400Hz, 15.500Hz, 15.600Hz, 15.700Hz, 15.800Hz, 15.900Hz, 16.000Hz, 16.100Hz, 16.200Hz, 16.300Hz, 16.400Hz, 16.500Hz, 16.600Hz, 16.700Hz, 16.800Hz, 16.900Hz, 17.000Hz, 17.100Hz, 17.200Hz, 17.300Hz, 17.400Hz, 17.500Hz, 17.600Hz, 17.700Hz, 17.800Hz, 17.900Hz, 18.000Hz, 18.100Hz, 18.200Hz, 18.300Hz, 18.400Hz, 18.500Hz, 18.600Hz, 18.700Hz, 18.800Hz, 18.900Hz, 19.000Hz, 19.100Hz, 19.200Hz, 19.300Hz, 19.400Hz, 19.500Hz, 19.600Hz, 19.700Hz, 19.800Hz, 19.900Hz, 20.000Hz, 20.100Hz, 20.200Hz, 20.300Hz, 20.400Hz, 20.500Hz, 20.600Hz, 20.700Hz, 20.800Hz, 20.900Hz, 21.000Hz, 21.100Hz, 21.200Hz, 21.300Hz, 21.400Hz, 21.500Hz, 21.600Hz, 21.700Hz, 21.800Hz, 21.900Hz, 22.000Hz, 22.100Hz, 22.200Hz, 22.300Hz, 22.400Hz, 22.500Hz, 22.600Hz, 22.700Hz, 22.800Hz, 22.900Hz, 23.000Hz, 23.100Hz, 23.200Hz, 23.300Hz, 23.400Hz, 23.500Hz, 23.600Hz, 23.700Hz, 23.800Hz, 23.900Hz, 24.000Hz, 24.100Hz, 24.200Hz, 24.300Hz, 24.400Hz, 24.500Hz, 24.600Hz, 24.700Hz, 24.800Hz, 24.900Hz, 25.000Hz, 25.100Hz, 25.200Hz, 25.300Hz, 25.400Hz, 25.500Hz, 25.600Hz, 25.700Hz, 25.800Hz, 25.900Hz, 26.000Hz, 26.100Hz, 26.200Hz, 26.300Hz, 26.400Hz, 26.500Hz, 26.600Hz, 26.700Hz, 26.800Hz, 26.900Hz, 27.000Hz, 27.100Hz, 27.200Hz, 27.300Hz, 27.400Hz, 27.500Hz, 27.600Hz, 27.700Hz, 27.800Hz, 27.900Hz, 28.000Hz, 28.100Hz, 28.200Hz, 28.300Hz, 28.400Hz, 28.500Hz, 28.600Hz, 28.700Hz, 28.800Hz, 28.900Hz, 29.000Hz, 29.100Hz, 29.200Hz, 29.300Hz, 29.400Hz, 29.500Hz, 29.600Hz, 29.700Hz, 29.800Hz, 29.900Hz, 30.000Hz, 30.100Hz, 30.200Hz, 30.300Hz, 30.400Hz, 30.500Hz, 30.600Hz, 30.700Hz, 30.800Hz, 30.900Hz, 31.000Hz, 31.100Hz, 31.200Hz, 31.300Hz, 31.400Hz, 31.500Hz, 31.600Hz, 31.700Hz, 31.800Hz, 31.900Hz, 32.000Hz, 32.100Hz, 32.200Hz, 32.300Hz, 32.400Hz, 32.500Hz, 32.600Hz, 32.700Hz, 32.800Hz, 32.900Hz, 33.000Hz, 33.100Hz, 33.200Hz, 33.300Hz, 33.400Hz, 33.500Hz, 33.600Hz, 33.700Hz, 33.800Hz, 33.900Hz, 34.000Hz, 34.100Hz, 34.200Hz, 34.300Hz, 34.400Hz, 34.500Hz, 34.600Hz, 34.700Hz, 34.800Hz, 34.900Hz, 35.000Hz, 35.100Hz, 35.200Hz, 35.300Hz, 35.400Hz, 35.500Hz, 35.600Hz, 35.700Hz, 35.800Hz, 35.900Hz, 36.000Hz, 36.100Hz, 36.200Hz, 36.300Hz, 36.400Hz, 36.500Hz, 36.600Hz, 36.700Hz, 36.800Hz, 36.900Hz, 37.000Hz, 37.100Hz, 37.200Hz, 37.300Hz, 37.400Hz, 37.500Hz, 37.600Hz, 37.700Hz, 37.800Hz, 37.9

작성 완료 처리

10234 홍길동 · IR + ICT

작성 완료로 처리하시겠습니까?

기록문이 복사되니 EMR에 붙여넣으세요.

취소

작성 완료

빠진 것이 없으면 이 창이 뜹니다.

부족한 사항이 있습니다

11388 이수진 · IR + C-traction

부족한 사항 1건

- 치료 부위를 입력하세요.

부족한 상태로 제출하시겠습니까?

취소

그래도 제출

빠진 것이 있으면 무엇이 부족한지 알려줍니다. 취소를 누르고 채운 뒤 다시 완료하세요.

종료를 잘못 눌렀으면 작성 대기 목록의 **↺재개** 를 누르거나, 그 환자를 빈 베드로 끌어 놓으면 다시 치료 중으로 돌아갑니다. 기록 창 의 **↺치료 재개** 도 됩니다. 원래 베드가 비어 있으면 그 베드로, 차 있으면 빈 베드를 고르게 합니다. 이어서 할 예정이던 레이저·단순운동도 그대로 살아납니다(오늘 치료만 가능).

지금 못 쓰면 기록 창을 닫아도 됩니다. 그 환자는 **작성 대기** 목록에 남고, 나중에 **작성** 을 눌러 이어서 쓰면 됩니다. **임시 저장** 도 쓸 수 있습니다.

07 EMR에 붙여넣기

작성 완료하면 기록문이 복사돼 있습니다. EMR 경과기록 칸에 **Ctrl + V** 로 붙여넣으세요.

대기 환자 1

접수명단 붙여넣기

환자를 누른 뒤 배치도에서 빈 베드를 누르면 배정됩니다

11452 정대호

06:11 접수 · 부위 미정

부위

✕

작성 대기 1

치료가 끝나 경과 기록이 필요한 건

11388 이수진 7번

05:55~06:10 · IR + C-traction

작성

EMR 미입력 1

작성 완료했지만 EMR 입력 체크가 안 된 건

10234 홍길동

05:55~06:10 · IR + ICT

복사

EMR ✓

치료실 현황 아래쪽 목록 세 개. 여기가 비어 있으면 그날 일이 다 끝난 것입니다.

- 1 EMR에 붙여넣었으면 **EMR 미입력** 목록에서 그 환자의 **EMR ✓** 를 누릅니다. 목록에서 사라집니다.
- 2 다시 복사해야 하면 **복사** 를 누릅니다.

목록	들어 있는 환자	할 일
대기 환자	접수했지만 아직 치료 시작 전	베드 배정
작성 대기	치료는 끝났는데 기록을 완료하지 않음	작성 → 작성 완료
EMR 미입력	작성 완료했지만 EMR 입력 체크를 안 함	붙여넣기 → EMR ✓

08 치료 대장

그날 치료한 모든 기록을 표로 봅니다. ◀ ▶나 날짜 칸으로 다른 날을 볼 수 있습니다.

연세오케이정형외과의원

YONSEI OK ORTHOPEDIC CLINIC

물리치료 기록

오전 06:11:29

치료실 현황

치료 대장

환자 기록

산정·강도 기준

설정

● 메인 PC와 동기화됨

◀

09/30/2026

📅

▶

오늘

선택 EMR 복사

선택 삭제

엑셀(CSV) 내보내기

인쇄

전체 6

치료 중 4

작성 대기 1

EMR 미입력 1

EMR 완료 0

미비 0

자보 1

취소 0

2026-09-30(수) · 전체 6건 · 치료 중 4 · 작성 대기 1 · 작성 완료 1 (EMR 입력 0) · 취소 0

☐	시간	치료실/베드	등록번호	이름	치료 항목	처방의	시행자	상태	
☐	05:55~06:10	물리치료실 1번	10234	홍길동	IR 15', ICT 15'	김정형	이치료	작성 완료 EMR ✓	열기
☐	05:55~06:10	물리치료실 7번	11388	이수진	IR 15', C-traction 15'	김정형	이치료	작성 대기	열기
☐	06:11~	물리치료실 2번	10877	김영희	ICT 15', Cryo 15'	김정형	이치료	치료 중	열기
☐	06:11~	물리치료실 4번	11020	박민수	IR 15', ICT 15', LLLT 5'	김정형	이치료	치료 중 자보	열기
☐	06:11~	물리치료실 6번	11511	윤서연	IR 15', ICT 15', Simple ex. 10'	김정형	이치료	치료 중	열기
☐	06:11~	운동·특수치료실 1번	10999	강지훈	Simple ex. 10', Manual therapy 30' 비급여	김정형	이치료	치료 중	열기

위쪽 필터로 치료 중 · 작성 대기 · **EMR 미입력** · **EMR 완료** · 미비 · 자보 · 취소만 골라 볼 수 있습니다.

- 선택 **EMR 복사**: 왼쪽 체크박스로 여러 명을 골라 기록문을 한 번에 복사합니다.
- 선택 삭제: 중복·잘못 입력한 기록을 지웁니다. 사유를 적으면 수정 이력에 남습니다. 되돌릴 수 없으니 주의하세요.
- 엑셀(CSV) 내보내기: 기간을 정해 엑셀 파일로 받습니다. 월별 통계·청구 확인용입니다.
- 작성 완료된 줄의 **EMR ✓** 로 여기서도 EMR 입력 체크를 할 수 있습니다.

09 환자 기록

등록번호나 이름을 입력하고 **조회**를 누르면 그 환자의 모든 치료 기록이 날짜순으로 나옵니다.

연세오케이정형외과의원

YONSEI ORTHOPEDIC CLINIC

물리치료 기록

오전 06:11:31

치료실 현황

치료 대상

환자 기록

산정·감도 기준

설정

● 메인 PC와 동기화됨

10234

조회

10234 홍길동 최근 09:30 · IR+ICT

10234 홍길동

CSV인쇄

총 치료2회 (작성 대기 0건)

최근 처방2026-09-30 · IR + ICT · Rt. Shoulder

메모예: 한팩 열 민감, 수건 추가저장

2026-09-30(수) 05:55~06:10 작성 완료

복사열기

■ 물리치료실 치료기록 2026-09-30(수) [외래]

환자: 10234 홍길동

처방의: 김정형 시행자: 이치료

Site(부위): Rt. Shoulder

치료시간: 05:55 ~ 06:10 (총 15분, 동시 시행)

Tx(치료방법·조건):

1) 표층열치료(적외선) IR [MM010] 05:55~06:10 (15분)

- 적외선 열치료(IR), 램프-피부 거리 50cm, 치료 부위에 수직 조사, 편안한 온감 수준, 자세 Prone, 조사 부위 노출·피부 상태 확인

2) 간섭파전류치료 ICT [MM080] 05:55~06:10 (15분)

- 4극 흡착극(교차배치), 반송주파수 4,000Hz, AMF 80~150Hz, Sweep 적용, 강도 10~20mA(감각역치 수준의 편안한 저림감)

Prog. Note(경과):

- 치료 전: 통증 및 부종 호소

- 치료 중: 특이 이상반응 없음 확인

- 치료 후: 통증 경감 및 부종 감소

2026-09-29(화) 01:00~01:15 작성 완료 EMR✓

복사열기

■ 물리치료실 치료기록 2026-09-29(화) [외래]

환자: 10234 홍길동

처방의: 김정형 시행자: 이치료

Site(부위): Rt. Shoulder

치료시간: 01:00 ~ 01:15 (총 15분, 동시 시행)

Tx(치료방법·조건):

1) 표층열치료(적외선) IR [MM010] 01:00~01:15 (15분)

- 적외선 열치료(IR), 램프-피부 거리 50cm, 치료 부위에 수직 조사, 편안한 온감 수준, 자세 Prone, 조사 부위 노출·피부 상태 확인

2) 간섭파전류치료 ICT [MM080] 01:00~01:15 (15분)

- 4극 흡착극(교차배치), 반송주파수 4,000Hz, AMF 80~150Hz, Sweep 적용, 강도 10~20mA(감각역치 수준의 편안한 저림감)

Prog. Note(경과):

- 치료 전: 통증 및 부종 호소

- 치료 중: 특이 이상반응 없음 확인

- 치료 후: 통증 경감 및 부종 감소

총 치료 횟수, 최근 처방, 날짜별 기록문. 메모(예: 한팩 열 민감)는 다음 치료 때 참고할 수 있게 저장됩니다.

10 설정

처음 한 번, 그리고 직원이 바뀔 때 손꼽니다. 바꾼 뒤 맨 아래 **설정 저장**을 꼭 누르세요.



연세오케이정형외과의원

YONSEI OK ORTHOPEDIC CLINIC

물리치료 기록

오전 06:11:32

치료실 현황

치료 대장

환자 기록

산정·강도 기준

설정

메인 PC와 동기화됨

메인 PC 연결

태블릿·다른 PC 주소

http://192.0.2.2:18282

같은 와이파이에서 이 주소를 크롬에 입력 → 즐겨찾기/홈 화면에 추가

데이터 폴더

/tmp/claude-0/-home-user-trend-hub/806ae112-3fef-54bc-903e-55c04e333fb3/scratchpad/tut/home/data

변경

구글 드라이브 폴더 찾기

웹 링크가 아니라 PC의 폴더 경로를 넣습니다 (예: G:\내 드라이브\물리치료기록). PC에 'Google Drive 데스크톱'이 설치·로그인돼 있어야 하며, 새 폴더가 비어 있으면 기존 데이터를 복사합니다.

/tmp/claude-0/-home-user-trend-hub/806ae112-3fef-54bc-903e-55c04e333fb3/scratchpad/tut/home/backups

매일 데이터 폴더 전체를 날짜별로 복사해 30일치 보관합니다. 저장할 때마다 직전 파일도 .bak 으로 남깁니다.

자동 백업

접속 PIN

숫자 4~6자리 권장

저장

다른 기기는 처음 접속할 때 한 번 입력합니다. 병원 와이파이에서 외부인이 접속할 수 있다면 꼭 설정하세요. 비워서 저장하면 PIN 해제.

이 기기

병원 이름 (화면 위쪽에 표시·모든 기기 공통)

연세오케이정형외과

치료 전 상태 고정 문구

통증 및 부종 호소

치료 후 상태 고정 문구

통증 경감 및 부종 감소

기기 이름 (수정 이력에 표시)

예: 물리치료실 PC1

☒ 종료 알람 소리

☒ 음성 안내 ("3번 베드 치료 종료")

알람이 여러 기기에서 동시에 울리면 치료실 밖 기기는 소리를 꺼주세요. 음성 안내에는 환자 이름을 알리지 않습니다.

알람 테스트

치료실·베드

물리치료실

12 베드·번호 1 번부터

운동·특수치료실

4 베드·번호 1 번부터

배치도: 물리치료실 1~10번은 위쪽 벽을 따라 2개씩, 11번부터는 아래 휴게실 옆 칸에 표시됩니다. 운동·특수치료실 베드는 '특1, 특2...'로 배치도 아래에 표시됩니다.

☒ 기록문에 수가코드 표시

처방의·시행자 명단

한 줄에 한 명. 여기 있는 이름만 선택·저장됩니다.

처방의

김정형
박재환

시행자(치료사)

이치료
최물리
정운동

치료 항목

위쪽 메인 PC 연결에 태블릿·다른 PC에서 들어올 주소가 나옵니다.

꼭 해야 할 것

- **처방의 · 시행자 명단:** 한 줄에 한 명. 여기 있는 이름만 선택·저장됩니다.
- **접속 PIN:** 다른 기기가 처음 접속할 때 한 번 입력하는 숫자(4~6자리)입니다.

- 데이터 폴더: 구글 드라이브 폴더 찾기 → 변경 으로 구글 드라이브에 저장하면 자동으로 백업됩니다.
- 이 기기: 기기 이름(예: 물리치료실 PC1)을 적어 두면 누가 고쳤는지 수정 이력에 남습니다. 치료실 밖 기기는 알람 소리를 꺼 두세요.

빠른 선택 직접 만들기

자주 쓰는 조합을 버튼으로 만들어 둡니다. + 추가 로 새로 만들고, 수정 · ↑↓(순서) · ✕(삭제)로 관리합니다. 치료 시작 창에서 항목을 고른 뒤 + 지금 선택 저장 을 눌러도 바로 추가됩니다.

빠른 선택

치료 시작 창 위쪽의 빠른 선택 버튼입니다. 누르면 치료 항목·시간·순서가 한 번에 선택됩니다. 치료 시작 창의 [+ 지금 선택 저장]으로도 추가할 수 있습니다.

물리치료실

+ 추가

운동·특수치료실

+ 추가

IR + ICT

IR 15분 + ICT 15분

↑ ↓ 수정 ✕

IR + ICT + 레이저

IR 15분 + ICT 15분 → LLLT 5분

↑ ↓ 수정 ✕

콜드팩 + ICT

Cold pack 10분 + ICT 15분

↑ ↓ 수정 ✕

Cryo + ICT

Cryo 2분 + ICT 15분

↑ ↓ 수정 ✕

IR + 경추견인

IR 15분 + C-traction 15분

↑ ↓ 수정 ✕

IR + 골반견인

IR 15분 + Pelvic traction 15분

↑ ↓ 수정 ✕

Cryo

Cryo 2분

↑ ↓ 수정 ✕

IR + ICT → 단순운동

IR 15분 + ICT 15분 → Simple ex. 10분

↑ ↓ 수정 ✕

단순운동 → ICT

Simple ex. 10분 → ICT 15분

↑ ↓ 수정 ✕

도수

Manual therapy 30분

↑ ↓ 수정 ✕

충격파

ESWT 10분

↑ ↓ 수정 ✕

단순운동

Simple ex. 10분

↑ ↓ 수정 ✕

도수 → 단순운동

Manual therapy 30분 → Simple ex. 10분

↑ ↓ 수정 ✕

복합운동

Complex exercise 30분

↑ ↓ 수정 ✕

물리치료실과 운동·특수치료실의 빠른 선택이 따로 있습니다. 색 점은 들어 있는 치료 종류입니다.

빠른 선택 추가 — 물리치료실

닫기

이름 (버튼에 표시) *

예: IR + ICT 10분

포함할 치료를 체크하고 시간을 정하세요. 레이저는 앞 치료가 끝나면 자동으로 이어서, 단순운동은 순서를 고릅니다.

☐

표층열치료(적외선)

IR

-

15

분

+

☐

간섭파전류치료

ICT

-

15

분

+

☐

한냉치료-콜드팩

Cold pack

-

10

분

+

☐

한냉치료-크라이오

Cryo

-

2

분

+

☐

재활저출력레이저치료

LLLT

-

5

분

+

앞 치료 후 이어서

☐

간헐적견인치료-경추견인

C-traction

-

15

분

+

☐

간헐적견인치료-골반견인

Pelvic traction

-

15

분

+

☐

단순운동치료

Simple ex.

-

10

분

+

끝나고 이어서

▼

취소

저장

이름, 치료 항목, 시간, 단순운동 순서를 정해 저장합니다.

치료 항목

수가코드·급여구분·기본시간·순서를 병원 수가표에 맞춰 바꿀 수 있습니다. 순서 숫자가 같으면 동시에, 크면 앞 치료가 끝난 뒤 이어서 진행됩니다(예: IR·ICT 1 → 레이저 2). 바꾸지 않은 값은 기본값을 그대로 따릅니다.

11 색 구분표

배치도 카드, 치료 표시, 시작 창, 빠른 선택에 같은 색이 쓰입니다.

색	치료	기본 시간
IR 살구	표층열치료(적외선)	15분
ICT 연보라	간섭파전류치료	15분
Cryo 하늘	한냉치료-콜드팩 · 한냉치료-크라이오	콜드팩 10분 · 크라이오 2분
LLLT 분홍	재활저출력레이저치료 (IR·ICT 뒤 자동 이어서)	5분
C-traction 연두	경추견인 · 골반견인	15분
Simple ex. 노랑	단순운동 · 복합운동	단순 10분 · 복합 30분
Manual 민트	도수치료 (비급여)	30분
ESWT 연빨강	체외충격파 (비급여, 따로 기록)	10분

카드가 노란색이면 1분 남음, **빨강게 깜빡이면** 시간 초과입니다. 치료 종류 색보다 우선해서 보입니다.

12 자주 묻는 질문

▼ 다른 PC나 태블릿에서는 어떻게 들어가요?

메인 PC와 같은 와이파이에 연결한 뒤, 설정 → 메인 PC 연결에 나오는 주소(예: http://192.168.0.10:8080)를 크롬 주소창에 입력하고 PIN을 넣습니다. 즐겨찾기나 "홈 화면에 추가"를 해 두세요. 이미 접속해 있던 기기는 새로고침만 하면 됩니다.

▼ 메인 PC의 검은 창을 닫아도 되나요?

안 됩니다. 검은 창이 프로그램 본체입니다. 닫거나 메인 PC를 끄면 다른 기기에서 접속할 수 없습니다. 최소화해 두세요.

▼ 프로그램을 껐다 켜면 기록이 사라지나요?

아닙니다. 기록과 설정은 PC 사용자 폴더(%APPDATA%\물리치료기록) 또는 지정한 구글 드라이브 폴더에 저장되고, 매일 자동 백업(30일치)도 남습니다. 새 버전으로 바꿀 때도 검은 창을 닫고 exe만 교체하면 그대로 이어집니다.

▼ 처방의·시행자 목록에 이름이 안 보여요.

설정의 명단에 없는 사람입니다. 설정 → 처방의·시행자 명단에 한 줄로 추가하고 저장하세요. 명단에 없는 이름은 기록에 저장되지 않습니다.

▼ 자보 환자는 뭐가 다른가요?

보험 구분을 자보로 고르면 두 부위를 선택해야 하고, 기록문에 "(2부위 동시 시행)"과 [외래·자보]가 표시됩니다. 치료 대장의 **자보** 필터로 따로 모아 볼 수 있습니다.

▼ 잘못 시작했어요.

베드를 잘못 골랐으면 베드 메뉴에서 옮기거나 카드를 끌어 옮깁니다. 치료 자체가 잘못이면 베드 메뉴 → **치료 취소**. 이미 끝난 기록은 치료 대장에서 **열기**로 고치거나 **선택 삭제**합니다.

▼ 종료를 잘못 눌렀어요.

치료실 현황의 **작성 대기** 목록에서 그 환자의 **재개**를 누르거나, 환자 이름을 빈 베드로 끌어 놓으세요. 다시 치료 중이 되고 남은 시간·다음 치료(레이저 등)도 되살아납니다. 작성 완료까지 한 기록은 되돌릴 수 없으니 치료 대장에서 **열기**로 시각을 고치세요.

▼ 어제 종료를 안 누르고 퇴근했어요.

다음 날 치료실 현황 위쪽에 "종료 처리되지 않은 지난 치료"가 빨간 칸으로 뜹니다.
눌러서 실제 종료 시각을 넣고 작성 완료하면 됩니다.

▼ 알람이 여러 기기에서 동시에 울려요.

치료실 밖 기기는 설정 → 이 기기에서 **종료 알람** 소리와 **음성 안내**를 꺼 두세요.
기기마다 따로 설정됩니다.